

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd272/Btla Para Citometría De Flujo - Q7Tsa3

Número de artículo: CM0005888



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con específico para CD272/BTLA de ratón, validado para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la función del receptor inhibitor y la regulación inmune en células T y B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD272/BTLA
Observaciones/Alias	A630002H24
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	151888
ID del Gen	208154
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 30-176 del CD272/BTLA de ratón (NP_001032808.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q7TSA3
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo