


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd274/Pd-L1 Para Citometría De Flujo - Q9Ep73

Número de artículo: CM0012507



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD274/PD-L1 conjugado con , validado para citometría de flujo. Detecta PD-L1 (B7-H1, Q9EP73) en células de ratón. Ideal para estudios de inmuno-oncología. Suministrado por CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD274/PD-L1
Observaciones/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1l; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	29126
ID de gen	60533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-235 de CD274/PD-L1 de ratón (NP_068693.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9EP73
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo