


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd274/Pd-L1 Para Citometría De Flujo - Q9Ep73

Número de artículo: CM0010193



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD274/PD-L1 de ratón para aplicaciones de citometría de flujo. Reacciona con muestras de ratón; 32 kDa. Ideal para estudiar vías de puntos de control inmunitario e inmunidad antitumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD274/PD-L1
Observaciones/Alias	B7h1, Pdl1, Pdcd1l1, Pdcd1lg1, A530045L16Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	29126
GeneID	60533
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-235 del CD274/PD-L1 de ratón (NP_068693.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9EP73
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo