


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd274/Pd-L1 () Para Citometría De Flujo - Q9Ep73

Número de artículo: CM0008928



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD274/PD-L1 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de puntos de control inmunitario e investigación de inmunología tumoral.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-ratón CD274/PD-L1 mAb
Observaciones/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	29126
GeneID	60533.0
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9EP73
Peso proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo