

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd28 Para Fc - P31041

Número de artículo: CM0009685



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el CD28 de ratón, conjugado con . Validado para citometría de flujo. Ideal para estudios de activación de células T y homeostasis inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD28
Observaciones/Alias	Cd28
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	940
ID del Gen	12487
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-149 del CD28 de ratón (NP_031668.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P31041
Peso Proteico	25kDa
Envío	Bolsa de hielo