

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd301 (Mgl1/2) Para Fc - P49300 / Q8Jzn1

Número de artículo: CM0010921

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD301 de ratón (MGL1/2), adecuado para citometría de flujo. Reconoce Clec10a/Clec10b, lectinas clave de macrófagos en inmunidad y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb Conejo anti-Ratón CD301 (MGL1/2)
Observaciones/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Especie	Ratón
ID Gen (Humano)	10462/54551
ID Gen	17312/216864
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-304 del CD301a de ratón (NP_034926.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso Proteico	34kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo