

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd301 (Mgl1/2) De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P49300 / Q8Jzn1

Número de artículo: CM0011628

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD301 (MGL1/2) de ratón. Específico para citometría de flujo, reacciona con muestras de ratón. Reconoce lectinas tipo galactosa de macrófagos, útil para estudios de inmunología e infección.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD301 (MGL1/2) de ratón
Observaciones/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	10462/54551
GenelD	17312/216864
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-304 del CD301a de ratón (NP_034926.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso Proteico	34kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo