

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd301 (Mgl1/2) Para Citometría De Flujo - P49300 / Q8Jzn1

Número de artículo: CM0010078

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con anti-ratón CD301 (MGL1/2) para citometría de flujo. Detecta CD301a y CD301b de ratón, lectinas específicas de galactosa/N-acetilgalactosamina en macrófagos activados, involucradas en las respuestas inmunitarias. Validado en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD301 (MGL1/2)
Observaciones/Alias	Mgl; Mgl1; CD301a; M-ASGP-BP-1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	10462/54551
GeneID	17312/216864
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 57-304 de CD301a de ratón (NP_034926.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P49300/Q8JZN1
Peso de la proteína	34kDa/38kDa
Envío	Bolsa de hielo