

Mab De Conejo Anti-Cd304/Neuropilina-1 De Ratón Para Fc - P97333

Número de artículo: CM0006045



Introducción

mAb de conejo anti-CD304/Neuropilina-1 de ratón para citometría de flujo (FC). Detecta la Neuropilina-1 de ratón (SWISS P97333), un receptor involucrado en la angiogénesis y el desarrollo neuronal. Ideal para investigación cardiovascular y neurocientífica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD304/Neuropilin-1
Observaciones/Alias	Nrp; NP-1; Npn1; NPN-1; C530029I03
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	8829
GeneID	18186
Inmunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-856 de CD304/Neuropilina-1 de ratón (NP_032763.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P97333
Peso de la proteína	103kDa
Envío	Bolsa de hielo