


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd317/Bst2 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q8R2Q8

Número de artículo: CM0004805



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD317/BST2 de ratón conjugado con para citometría de flujo. Reconoce el factor de restricción antiviral inducido por IFN BST2 expresado en células dendríticas plasmocitoides para el estudio de la inmunidad innata.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD317/BST2
Observaciones/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	684
ID de gen	69550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-152 de CD317/BST2 de ratón (NP_932763.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	Citometría de flujo (CF)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Q8
Peso de proteína	19 kDa
Envío	Bolsa de hielo