


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd317/Bst2 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q8R2Q8

Número de artículo: CM0010536



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido al CD317/BST2 de ratón (GREG, HM1.24), validado para citometría de flujo. Reconoce un antígeno estromal de médula ósea de 19kDa implicado en la restricción antiviral. Adecuado para investigación en inmunología y enfermedades infecciosas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-CD317/BST2 de ratón mAb
Observaciones/Alias	GREG; Bst-2; CD317; DAMP-1; 2310015I10Rik
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	684
GeneID	69550
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 55-152 del CD317/BST2 de ratón (NP_932763.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q8R2Q8
Peso proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo