

Conejo Anti-Ratón Cd34 Mab - Q64314

Número de artículo: CM0010351

Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón CD34 para IF/ICC y FC. Se dirige al antígeno de células progenitoras hematopoyéticas CD34 (Q64314). Ideal para investigación de células madre de ratón y diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-Ratón CD34 mAb
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	947
GeneID	12490
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-287 del CD34 de ratón (NP_598415.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso proteico	35kDa/41kDa
Envío	Bolsa de hielo