

Conejo Anti-Ratón Cd34 Anticuerpo Monoclonal Para Fc - Q64314

Número de artículo: CM0004836

Introducción

Anticuerpo monoclonal Conejo anti-Ratón CD34 para citometría de flujo. Reconoce el CD34 de ratón (41kDa), implicado en la adhesión de células progenitoras hematopoyéticas y la unión de células madre. Apto para ensayos de FC de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD34 mAb
Observaciones/Alias	CD34;molécula CD34;GIG3;MORT1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	947
GeneID	12490
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 35-287 del CD34 de ratón (NP_598415.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo