

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd34 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q64314

Número de artículo: CM0009441

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD34 de ratón, conjugado con para citometría de flujo. Se dirige al antígeno CD34 de células progenitoras hematopoyéticas, un marcador clave en la investigación de células madre y hematopoyesis. Adecuado para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD34 de ratón
Observaciones/Alias	CD34; molécula CD34; GIG3; MORT1
Especie	Ratón
ID genético (Humano)	947
ID genético	12490
Inmunógeno	Proteína recombinante (aa 35-287 de CD34 de ratón, NP_598415.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q64314
Peso de la proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo