

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd352/Slamf6 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q9Et39

Número de artículo: CM0009119

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido a CD352/SLAMF6 de ratón para citometría de flujo. Adecuado para estudiar la modulación de células inmunitarias, la activación de células NK y la diferenciación de células T en investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD352/SLAMF6 de ratón
Observaciones/Alias	KAL1; NTBA; KAL1b; Ly108; NTB-A; SF2000
Especie	Ratón
GeneID (humano)	114836
GeneID (ratón)	30925
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 31-235 de CD352/SLAMF6 de ratón (NP_001334115.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q9ET39
Peso de la proteína	39 kDa
Envío	Bolsa de hielo