

Conejo Anti-Ratón Cd366 (Tim-3) Mab Para Citometría De Flujo - Q8Vim0

Número de artículo: CM0010198



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra TIM-3 de ratón (CD366) para citometría de flujo. Específico para ratón, sin reactividad cruzada. Adecuado para estudiar la regulación de puntos de control inmune en células Th1, células T CD8+, células NK y macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD366 (TIM-3) mAb
Observaciones/Alias	Tim3; TIM-3; Timd3
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	84868
GeneID	171285
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q8VIM0
Peso Proteico	22kDa/31kDa
Envío	Bolsa de hielo