


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 De Ratón Para Fc - P56528

Número de artículo: CM0005263



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD38 de ratón, validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar el papel de CD38 en la señalización, activación y migración de linfocitos en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD38
Observaciones/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	952
GeneID	12494
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-304 de CD38 de ratón (NP_031672.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P56528
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo