


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd38 Para Citometría De Flujo - P56528

Número de artículo: CM0012570



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD38 de ratón. Validado para citometría de flujo (FC). Reconoce el CD38 de ratón, una glucoproteína transmembrana multifuncional implicada en la movilización de calcio, la transducción de señales y la activación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Conejo anti-ratón CD38 mAb
Observaciones/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-304 del CD38 de ratón (NP_031672.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P56528
Peso proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo