


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd38 De Ratón Para Citometría De Flujo - P56528

Número de artículo: CM0007922



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD38 de ratón conjugado con para citometría de flujo. Detecta CD38, una glicoproteína transmembrana multifuncional implicada en la movilización de calcio, la activación de linfocitos y la señalización mediada por receptores. Adecuado para estudios de perfilado de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD38 de ratón
Observaciones/Alias	I-19; ADPRC 1; Cd38-rs1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	952
GeneID	12494
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 45-304 de CD38 de ratón (NP_031672.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P56528
Peso de la proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo