

Mab De Conejo Anti-Cd4 De Ratón Para Fc - P06332

Número de artículo: CM0005847

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD4 de ratón validado para citometría de flujo. Reconoce el CD4 (L3T4) de ratón, un correceptor de células T auxiliares. Apto para inmunofenotipado e investigación de respuestas inmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 de ratón
Notas/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo