

## Mab Conejo Anti-Cd4 De Ratón - P06332

Número de artículo: CM0011299

### Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-CD4 de ratón validado para citometría de flujo. Reconocer el CD4 de ratón (L3T4), un marcador de superficie de las células T colaboradoras. Adecuado para inmunofenotipado e investigación de células T en modelos murinos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | mAb conejo anti-CD4 de ratón                                                                                                       |
| Observaciones/Alias | L3T4; Ly-4                                                                                                                         |
| Especie             | Ratón                                                                                                                              |
| ID del gen (Humano) | 920                                                                                                                                |
| ID del gen          | 12504                                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpos monoclonales                                                                                                           |
| Aplicación          | FC                                                                                                                                 |
| Reactividad cruzada | Ratón                                                                                                                              |
| SWISS               | P06332                                                                                                                             |
| Peso de la proteína | 51kDa                                                                                                                              |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |