

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd4 De Ratón Para Fc - P06332

Número de artículo: CM0005520

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD4 de ratón, validado para citometría de flujo (CF). Ideal para la identificación de células T auxiliares y el inmunofenotipado en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD4 de ratón
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID (humano)	920
GeneID	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 de CD4 de ratón (NP_038516.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo