

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd4 Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0009740

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD4 conjugado con para citometría de flujo. Validado para muestras de ratón. Ideal para la identificación de células T helper y estudios de respuesta inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD4
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	920
GeneID (Ratón)	12504
Inmunógeno	Proteína recombinante / Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso de la proteína	51kDa
Envío	Bolsa de hielo