

Abflo 488 Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd4 Para Citometría De Flujo - P06332

Número de artículo: CM0005612

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD4 de ratón, conjugado con ABflo 488, diseñado específicamente para citometría de flujo. Reconoce el CD4 de ratón (51 kDa), un marcador de células T colaboradoras. Adecuado para investigación inmunológica y desarrollo de ensayos de diagnóstico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD4 mAb
Observaciones/Alias	L3T4; Ly-4
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	920
ID de Gen (Ratón)	12504
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-394 del CD4 de ratón (NP_038516.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06332
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo