

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 De Ratón Para Fc - P27512

Número de artículo: CM0006179

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD40 de ratón para citometría de flujo. CD40 es un receptor de CD40LG, involucrado en la activación de linfocitos B y macrófagos. Validado para muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD40 de ratón
Observaciones/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	958
GeneID	21939
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-189 de CD40 de ratón (NP_035741.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P27512
Peso de la proteína	32kDa
Envío	Bolsa de hielo