

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd40 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P27512

Número de artículo: CM0011792

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD40 de ratón conjugado con , validado para citometría de flujo. Dirigido al CD40 de ratón (UniProt P27512), un miembro de la superfamilia de receptores de TNF involucrado en la activación de células B y macrófagos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD40 de ratón
Observaciones/Alias	IGM; p50; Bp50; GP39; IMD3; TRAP; HIGM1; T-BAM; Tnfrsf5
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	958
ID del Gen	21939
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-189 del CD40 de ratón (NP_035741.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P27512
Peso Proteico	32kDa
Envío	Bolsa de hielo