


Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd44 Para Citometría De Flujo - P15379

Número de artículo: CM0012292



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD44 de ratón (Ly-24/Pgp-1). Diseñado para citometría de flujo, reconoce el antígeno nativo CD44 de ratón. El CD44 desempeña funciones críticas en la adhesión celular, la migración dirigida de linfocitos y la metástasis tumoral. Ideal para investigación en inmunología y oncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD44
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	960
GeneID	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo