

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd44 () Para Citometría De Flujo - P15379

Número de artículo: CM0011806



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el antígeno CD44 de ratón, validado para citometría de flujo. Objetivo: receptor de hialuronato implicado en el homing de linfocitos, adhesión celular y migración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Conejo anti-Ratón CD44 mAb
Observaciones/Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	960
ID de Gen (Ratón)	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso Proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo