


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd44 Para If/Icc, Fc - P15379

Número de artículo: CM0008848



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el CD44 de ratón (Ly-24/Pgp-1/HERMES), validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Adecuado para el estudio de la adhesión celular, la migración y el homing de linfocitos en modelos de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD44
Alias	Ly-24; Pgp-1; HERMES
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	960
ID de gen	12505
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-176 del CD44 de ratón (NP_033981.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P15379
Peso proteico	85kDa
Envío	Bolsa de hielo