

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd45 - P06800

Número de artículo: CM0008979

Introducción

Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD45 para citometría de flujo. Específico para CD45 de ratón, validado para FC, con pesos proteicos de 130/140/144 kDa. Ideal para identificación e investigación de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal conejo anti-ratón CD45
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID (Ratón)	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo