

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45 De Ratón Conjugado Con Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0012038

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD45 de ratón (antígeno común de leucocitos). Diseñado para citometría de flujo, reacciona específicamente con muestras de ratón. Ideal para la caracterización de células inmunitarias y la investigación de la activación de células T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD45 de ratón
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Molecular de la Proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo