

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd45 Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0011125

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD45 de ratón, validado para citometría de flujo. Reconoce isoformas que varían de 130 a 144 kDa. Ideal para el perfilado de células inmunitarias e investigación de señalización de tirosina fosfatasa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Ratón CD45
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	5788
ID de Gen	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 de CD45 de ratón (NP_001104786.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso Molecular de la Proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envío	Bolsa de hielo