

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd45 Para If/Icc Y Fc - P06800

Número de artículo: CM0008735

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD45 de ratón (PTPRC), validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y citometría de flujo (FC). Detecta el antígeno leucocitario común (L-CA) en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD45
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	5788
GeneID	19264
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo