

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd45 Para If/Icc, Fc - P06800

Número de artículo: CM0008853

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD45 de ratón (PTPRC). Validado para inmunofluorescencia y citometría de flujo. Ideal para la identificación de leucocitos y estudios de activación de células T en muestras de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD45
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	5788
ID de gen	19264
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 26-566 del CD45 de ratón (NP_001104786.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF/ICC, FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso proteico	144kDa
Envío	Bolsa de hielo