

Mab De Conejo Anti-Cd45.1 De Ratón - P06800

Número de artículo: CM0005600

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD45.1 de ratón (P06800). Validado para citometría de flujo, este anticuerpo permite la detección sensible de poblaciones de leucocitos en modelos murinos. Ideal para inmunofenotipado y investigación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD45.1 de ratón
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Especie	Ratón
ID génico (Humano)	5788
ID génico	19264
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 311-410 de CD45.1 de ratón (NP_001104786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC (Citometría de flujo)
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso de proteína	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo