

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45.1 De Ratón Para Fc - P06800

Número de artículo: CM0007728

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra CD45.1 de ratón, validado para citometría de flujo (FC). Ideal para inmunofenotipado, estudios de activación de linfocitos T y distinción de alelos CD45 en modelos murinos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Rabbit anti-Mouse CD45.1
Observaciones/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyl-4
Especie	Ratón
GenelD (Humano)	5788
GenelD	19264
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso de la proteína	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Envío	Bolsa de hielo