

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd45.1 De Ratón Para Citometría De Flujo - P06800

Número de artículo: CM0011834

Introducción

Anticuerpo monoclonal de alta calidad conjugado de conejo anti-CD45.1 de ratón para citometría de flujo, dirigido al antígeno común de leucocitos. Validado en muestras de ratón, adecuado para estudios de inmunofenotipado y activación de linfocitos T.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-CD45.1 de ratón
Observaciones/Alias	loc, B220, Cd45, L-CA, Ly-5, T200, CD45R, Lyt-4
Especie	Ratón
ID gen (Humano)	5788
ID gen	19264
Inmunógeno	Péptido sintético, péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 311-410 de CD45.1 de ratón (NP_001104786.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P06800
Peso proteico	130kDa/140kDa/144kDa
Envío	Bolsa de hielo