

Conejo Anti-Ratón Cd47 Mab Para Fc - Q61735

Número de artículo: CM0005370

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD47 de ratón (IAP) para citometría de flujo. Cubre el dominio extracelular (aa 19-135); adecuado para estudios de inmunología, células madre e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	Conejo anti-Ratón CD47 mAb
Observaciones/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Especie	Ratón
GenelD (humano)	961
GenelD	16423
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 del CD47 de ratón (NP_034711.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61735
Peso proteico	33KDa/35KDa
Envío	Bolsa de hielo