

Mab Conejo Anti-Cd47 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q61735

Número de artículo: CM0009440

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con de alta especificidad contra la proteína CD47 (IAP) de ratón. Inmunógeno recombinante (aa 19-135). Reacciona de forma específica con la CD47 de ratón. Diseñado para citometría de flujo (CF) en investigación de inmunología e inmunooncología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb Conejo anti-Mouse CD47
Observaciones/Alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Especie	Ratón
GeneID (humano)	961
GeneID	16423
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 de la CD47 de ratón (NP_034711.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61735
Peso de la proteína	33KDa/35KDa
Envío	Bolsa de hielo