

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd47 De Ratón Para Citometría De Flujo - Q61735

Número de artículo: CM0008483

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD47 (IAP) de ratón para citometría de flujo. Reconoce el dominio extracelular (aa 19-135). Ideal para estudios inmunológicos y de adhesión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD47 de ratón
Observaciones/alias	IAP; Itgp; 9130415E20Rik; B430305P08Rik
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	961
ID del gen	16423
Inmunógeno	Proteína recombinante; proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-135 de CD47 de ratón (NP_034711.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q61735
Peso de la proteína	33KDa/35KDa
Envío	Bolsa de hielo