

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 De Ratón Para Fc - P18181

Número de artículo: CM0008000



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD48 de ratón (SLAMF2/BCM1) para citometría de flujo. Validado para reactividad en ratón; peso de la proteína diana 27kDa. Apto para estudios de inmunología de células T y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-CD48 de ratón
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	962
GeneID	12506
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 del CD48 de ratón (NP_031675.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo