

Anticuerpo Monoclonal Conejo Anti-Ratón Cd48 Para Fc - P18181

Número de artículo: CM0009563



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD48 para citometría de flujo (FC). Reacciona con CD48 de ratón, un receptor de la familia SLAM anclado a GPI que regula la señalización de células T y NK. Ideal para inmunofenotipado y estudios de función de células inmunitarias.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb conejo anti-ratón CD48
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
ID del gen (Humano)	962
ID del gen	12506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 del CD48 de ratón (NP_031675.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo