

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 De Ratón Para Fc - P18181

Número de artículo: CM0010765



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD48 de ratón (SLAMF2) para citometría de flujo. Validado para detectar CD48 en células inmunitarias de ratón; permite investigar la señalización de células T y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD48 de ratón
Observaciones/alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
GeneID (humano)	962
GeneID	12506
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 de CD48 de ratón (NP_031675.1))
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso de la proteína	27 kDa
Envío	Bolsa de hielo