

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 De Ratón Conjugado Con Para Fc - P18181

Número de artículo: CM0011891



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra el CD48 de ratón (SLAMF2), validado para citometría de flujo. Ideal para estudiar la activación y señalización de células inmunitarias en células T y NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD48 de ratón
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
GeneID (Humano)	962
GeneID	12506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 del CD48 de ratón (NP_031675.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso molecular de la proteína	27kDa
Envío	Bolsa de hielo