

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 De Ratón Para Fc - P18181

Número de artículo: CM0007875



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD48 de ratón para citometría de flujo (FC). Inmunógeno: dominio extracelular recombinante de CD48 de ratón (aa 23-216). CD48, un receptor de la familia SLAM anclado por GPI, media la activación de células inmunitarias y la citotoxicidad de las células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-CD48 de Ratón
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
ID de Gen (Humano)	962
ID de Gen	12506
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 de CD48 de ratón (NP_031675.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo