

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd48 De Ratón Para Citometría De Flujo - P18181

Número de artículo: CM0005034



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido contra CD48 de ratón (SLAMF2). Validado para citometría de flujo (CF). Ideal para investigación en inmunología que involucre estudios de activación de células T y células NK.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD48 de ratón
Observaciones/Alias	BCM1; BLAST; Bcm-1; BLAST1; SLAMF2; Sgp-60; BLAST-1; MEM-102
Especie	Ratón
GeneID (humano)	962
GeneID	12506
Inmunógeno	Proteína recombinante: proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 23-216 de CD48 de ratón (NP_031675.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	CF
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P18181
Peso molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo