

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd5 De Ratón Para Fc - P13379

Número de artículo: CM0012316

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra CD5 (Ly-1) de ratón para citometría de flujo. Detecta CD5 de ratón, un marcador de células T y células B1a. Ideal para inmunofenotipificación e investigación de linfocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD5 de ratón
Observaciones/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Especie	Ratón
ID del gen (humano)	921
ID del gen	12507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 de CD5 de ratón (NP_031676.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13379
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo