

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd5 Para Citometría De Flujo - P13379

Número de artículo: CM0010486

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD5 de ratón (Ly-1). Validado para citometría de flujo, ideal para inmunofenotipado de células T y B1a e investigación inmunológica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-ratón CD5
Observaciones/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	921
ID de gen	12507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 del CD5 de ratón (NP_031676.3).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13379
Peso proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo