

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Cd5 De Ratón Para Citometría De Flujo - P13379

Número de artículo: CM0009104

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-CD5 de ratón validado para citometría de flujo (FC) en muestras de ratón. Dirigido contra la glucoproteína de superficie de las células T CD5 (Ly-1). Ideal para la investigación inmunológica sobre la señalización y la homeostasis de las células T/B.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-CD5 de ratón
Observaciones/Alias	Ly-1; Ly-A; Ly-12; Lyt-1
Especie	Ratón
GeneID (humano)	921
GeneID	12507
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-371 de CD5 de ratón (NP_031676.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	P13379
Peso de la proteína	54 kDa
Envío	Bolsa de hielo