

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Ratón Cd50/Icam-3 Para Fc - Q60625

Número de artículo: CM0009212

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con dirigido al CD50/ICAM-3 de ratón (ICAM-5/Telencefalina) para aplicaciones de citometría de flujo. Validado en ratón, este anticuerpo de 97 kDa permite la detección directa de la molécula de adhesión intercelular 5.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-ratón CD50/ICAM-3
Observaciones/Alias	TLN; CD50; Tlcn; Icam3; ICAM-3; ICAM-5
Especie	Ratón
ID de gen (Humano)	7087
ID de gen	15898
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-227 del CD50/ICAM-3 de ratón (NP_032345.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad cruzada	Ratón
SWISS	Q60625
Peso proteico	97kDa
Envío	Bolsa de hielo